

# Produktdatablad

Produktnavn **Steriking, dobbelte ark**  
**SMX 4 (47+75gsm), hvid/blå, 60 cm**  
**x 60 cm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10028973



## Specifikationer

| Ref.nummer                | BW4060                            |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 208 pakke                         |
| Colli                     | 1 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed  | 6438264223219                     |
| Regulativ                 | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland           | NETHERLANDS                       |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder ja 25 dage             |
| Bemærkninger              |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt |
|--------|--------|-------|------|
|        |        |       | 0 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)