

Produktdatablad

Produktnavn Klinion 5-bevel, Soft fine plus penkanyle, steril, 4 mm x 0,23 mm (32G)

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10029586



Specifikationer

Ref.nummer	5265
Indhold/salgsenhed	110 pakke
Colli	40 Styk
EAN nummer på salgsenhed	06975100500122
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	62 måneder ja 5 dage
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.5 cm	7 cm	13 cm	0.13 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk