

Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Vicryl Rapid,**
sutur, ufarvet, 70 cm med SH nål,
steril, 4-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10030023



Specifikationer

Ref.nummer	V4150H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031107643
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	BELGIUM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.244 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk