

Produktdatablad

Produktnavn **Steriking,
autoklavetape hvid m. indikator til
damp, latexfri, 25 mm x 50 m**

Mediq varenr.: 10030393

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	ITS25GL
Indhold/salgsenhed	36 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	CANADA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			5.754 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk