


Produktdatablad

Produktnavn EXTRUDAN Multi
Lumen, sugeslange fingertip/uni
tragt, ch 24, usteril, 250 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10030537



Specifikationer

Ref.nummer	1300.2500.80.ML.US
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	05907746688316
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			9.352 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk