


Produktdatablad

Produktnavn EXTRUDAN Multi
Lumen, insufflationssl, filter 30L/
min L/slange ch 25 st, 300 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10031722



Specifikationer

Ref.nummer	1721.3000.80.ML
Indhold/salgsenhed	20 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	05907746687500
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, without phthalates (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			3.7 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk