

Produktdatablad

Produktnavn Hudson Aquapak,
fugterflaske, forfyldt med adaptor,
steril, 340 ml

Mediq varenr.: 10031785

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	H00340CE
Indhold/salgsenhed	20 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	40888277445575
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			9.3 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk