

Produktdatablad

Produktnavn CareFix, finger- netfiksering, medium, blå

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10031811



Specifikationer

Ref.nummer	4225028
Indhold/salgsenhed	30 pakke
Colli	16 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5703936116665
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SLOVAKIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.12 kg

Mærkninger



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk