


# Produktdatablad

Produktnavn Flexicare,  
ventilationspose, eng,neopren,grøn,  
22mm konektor, 0,5 l

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10031863



## Specifikationer

| Ref.nummer               | 038-83-805NL                      |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 10 pakke                          |
| Colli                    | 1 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed |                                   |
| Regulativ                | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland          | UNITED KINGDOM                    |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt |
|--------|--------|-------|------|
|        |        |       | 0 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)