

Produktdatablad

Produktnavn **Adaptic DIGIT,**
fingerforbinding
medium,L6cmxØ2,4cm, steril,
medium

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10031938



Specifikationer

Ref.nummer	MAD013
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	17 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04054596951327
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.11 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk