

PRODUKTDATABLAD

Innovex, Single Use Cystoscope w. suction, steril

Innovex engangs fleksibelt cystoskop med sugefunktion er et avanceret og sterilt engangsinstrument til urologiske undersøgelser.

- CMOS-kamera med 640K opløsning og 4 LED-lys
- Arbejdslængde på 380 mm, ydre diameter 5,5 mm
- Arbejdskanal: 2,4 mm – egnet til suktion
- Dobbelt bøjning på 210° for fleksibel adgang
- Engangsbrug – eliminerer krydskontaminering
- Steril og klar til brug – ingen rengøring eller sterilisering



PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja
Opbevaring:	Sterilt. Ved stuetemperatur væk fra direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/Forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
10031940	Innovex, Single Use Cystoscope w. suction, steril, L: 380 mm, distal end Ø: 5.5 mm	Æske á 2 stk.	CY55I-24EU