

Produktdatablad

Produkt navn **Adaptic DIGIT,** **fingerforbinding small, L4cmxØ2cm,** **steril, small**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10032223



Specifikationer

Ref.nummer	MAD003
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	17 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04054596951235
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.1 kg