

Produktdatablad

Produktnavn **Adaptic DIGIT, fingerforbinding x- large,L6cmxØ3cm, steril, x-large**

Mediq varenr.: 10032260

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	MAD042
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	17 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04054596951471
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.12 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk