

Produktdatablad

Produktnavn **Klinion Easycare,
kanylebeholder, gul, med
kanyleaftræk UN godkendt, 500 ml**

Mediq varenr.: 10032627

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Ref.nummer | 705-77510905 |
| Indhold/salgsenhed | 100 pakke |
| EAN nummer på salgsenhed | |
| Regulativ | Ikke medicinsk udstyr |
| Oprindelsesland | NORWAY |
| Latex Ja/Nej | Free from latex |
| PVC Ja/Nej | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger | |

Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt |
|--------|--------|-------|------|
| | | | 0 kg |