

Produktdatablad

Produkt navn Skintact, EKG elektrode FSVB04 til 4mm adapter, 52 mm x 35 mm

Mediq varenr.: 10032716

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	FS-VB04
Indhold/salgsenhed	30 pakke
Colli	25 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	AUSTRIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg