



Ranis Proteinis er lækker hjemmelavet italiensk is med øget indhold af energi, fedt og protein. Velegnet som mellemmåltid til småtspisende. Produktet er ernæringsmæssigt ikke-fuldgyldigt, hvilket betyder at det ikke bør anvendes som eneste ernæringskilde.

Smagsvariant: Vanilje

Indikation: Til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring

Fødevarer til særlige medicinske formål skal anvendes i samråd med læge eller klinisk diætist

Kontraindikation: Bør ikke anvendes til spædbørn og børn under 3 år. Bør ikke indtages ved proteinrestriktion eller ved intolerance over for et eller flere af produktets ingredienser.

Ingredienser: Piskefløde, sukker, Adozan Protein+ (okse og MÆLK), MÆLKEbase (skummetMÆLK, raffineret fedt glukose, maltodextrin, MÆLKEproteiner, emulgatorer E471, E472a, E472b, E473, stabilisatorer E410, E401), druesukker, vaniljepasta (sukker, glukose, vegetabiliske ekstrater, sodium chlorid, vaniljestænger, antioxidant E330, stabilisatorer E440, E410, naturligt farvestof E160a, E101, aroma (vanilje))

Servering: Tages ud af fryser 5 minutter før servering

Anbefalet brug: 1 bæger (= 70 gram)

Emballage: Kasser med 24, 36 og 48 bægre. Uden BISPENOL A. Temperatur på is i boks efter 2 timer: -5,6° C

Holdbarhed: 1 år

Opbevaring: -18° C eller koldere. Må ikke nedfryses igen efter optøning. Efter åbning i køleskab i op til 8 timer.

Varenummer: 4

Næringsindhold	Pr. 100 g	Pr. kugle
Energi kJ/kcal	1428/340	1000/238
Fedt	24,7 g	17,3 g
-Heraf mættede fedtsyrer	16,1 g	11,3 g
-Heraf monumættede fedtsyrer	5,16 g	3,61 g
-Heraf polyumættede fedtsyrer	0,62 g	0,44 g
Kulhydrat	17,7 g	12,4 g
-heraf sukkerarter	15,5 g	10,9 g
Protein	12,4 g	8,7 g
-Heraf hydrolyseret valle og kollagen	9,78 g	6,8 g
-Heraf mælkeprotein	2,66 g	1,9 g
Salt	0,15 g	0,11 g
Allergen pr. 100 g		
Lactose	2,2 g	1,54 g

Aminosyrer pr. 100 g produkt. Typiske værdier.	
Valin	0,46 g
Leucin	0,73 g
Isoleucine	0,41 g
Phenylalanin	0,30 g
Tryptofan	0,08 g
Threonin	0,45 g
Methionin	0,18 g
Lysin	0,72 g
Tyrosine	0,19 g
Cystein	0,10 g
Glutaminsyre (+glutamin)	1,61 g
Histidin	0,17 g
Vitaminer pr. 100 g.	
Vitamin A	209 µg RE
Vitamin E	0,5 aTE
Vitamin B1 (Thiamin)	0,02 mg
Riboflavin	0,11 mg
Vitamin B5 (Pantothensyre)	0,16 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine)	0,02 mg
Vitamin B8 (Biotin)	0,63µg

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	0,3 µg
Niacin	0,05 mg
Folat	7,49 µg
Vitamin C	0,6 mg
Vitamin D3	0,06 µg
Mineraler pr. 100 g	
Natrium	51 mg
Chlorid	49,7 mg
Selen	1,31 µg
Jern	0,04 mg
Chrom	0,25 µg
Phosphor	50,8 mg
Calcium	54 mg
Magnesium	5,64 mg
Kalium	114 mg
Iod	7,62 µg
Mangan	0,00 mg
Kobber	0,02 mg
Zink	0,18 mg
Molybdæn	12,4 µg

Ranis bør ikke anvendes som eneste ernæringskilde, men som supplement til en varieret kost.

OBS kan indeholde spor af soya og æg