

Produktdatablad

Produkt navn KLINION KLINIDERM SUPER FIBER 10 X 10 CM

Dato: 14.11.2025

Mediq varenr.: 10033036



Specifikationer

Varefamilie + varebeskrivelse + str	Kliniderm® Super Fiber er en steril engangsbandage, sammensat af 100 % natriumkarboxymethyl cellulosefibre. Denne formbare og meget absorberende bandage absorberer sårveske, der omdannes til en sammenhængende, transparent gel. Den opretholder et fugtigt miljø, som understøtter sårhelingsprocessen og minimerer smerte og ubehag for patienten. Bandagen absorberer og fastholder ekssudat og indkapsler skadelige komponenter i sårvesken, såsom bakterier og proteiner, hvilket mindsker risikoen for sårinfektion og maceration. Produktet er ikke fremstillet af naturgummilætex eller DEHP.
Ref.nummer	40511807
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	64 Styk
EAN nummer på salgsenhed	16942327041513
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Produktdatablad

Længde

Bredde

Højde

Vægt

0.086 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk