

Produktdatablad

Produktnavn PolyMem Wic,
cavitetsfiller u. klæber, perforeret,
steril, 2,5x7,6 cm

Dato: 14.11.2025

Mediq varenr.: 10033385



Specifikationer

Ref.nummer	5731
Indhold/salgseenhed	14 pakke
EAN nummer på salgseenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	SWEDEN
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.1 kg