



# Fresubin® 2 KCAL Drink

Fuldgyldig ernæringsdrik med højt indhold af energi og protein

Til patienter med øget energi- og proteinbehov og/eller væskerestriktion og samtidig konstateret underernæring eller risiko for underernæring.

Velegnet som supplerende eller fuldgyldig ernæring.

Fuldgyldig

---

Bedste kombinationsværdier på markedet

- 400 kcal/1680 kJ
  - 20 g protein/flaske
  - 20 E% protein
- 

Passer til de fleste patienters behov

---

God smag

- 7 lækre smagsvarianter
-

## Næringsindhold

Pr. 100 ml	
<b>Energi</b>	<b>200 kcal / 840 kJ</b>
<b>Protein</b>	<b>10,0 g</b>
<b>Kulhydrater</b> heraf sukkerarter heraf laktose	<b>22,5 g</b> 3,2-5,8 g* ≤ 0,3 g
<b>Fedt</b> heraf mættet fedt heraf enkeltumættet fedt heraf flerumættet fedt ω6/ω3 ratio kolesterol	<b>7,8 g</b> 0,6 g 5,8 g 1,4 g 4,2:1 ≤ 5 mg
<b>Salt</b>	<b>0,15-0,19 g</b>
<b>Mineraler og sporstoffer:</b>	
Natrium	60-75 mg (2,6-3,25 mmol)*
Kalium	160 mg (4,1 mmol)
Klorid	80 mg (2,3 mmol)
Calcium	205 mg (5,1 mmol)
Magnesium	16 mg (0,7 mmol)
Fosfor	120 mg (3,9 mmol)
Fosfat	368 mg
Jern	2,5 mg
Zink	1,6 mg
Kobber	0,38 mg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybdæn	18,8 µg
Selen	13,5 µg
<b>Vitaminer og andre næringsstoffer:</b>	
Vitamin A	212,5 µg RE
β-karoten	62,5 µg RE
Vitamin D	5 µg
Vitamin E	3,75 mg α-TE
Vitamin K <sub>1</sub>	21 µg
Vitamin B <sub>1</sub>	0,3 mg
Vitamin B <sub>2</sub>	0,4 mg
Niacin	3,75 mg / 5,58 mg NE
Vitamin B <sub>6</sub>	0,43 mg
Vitamin B <sub>12</sub>	0,75 µg
Pantotensyre	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folinsyre	62,5 µg
Vitamin C	18,8 mg
<b>Energifordeling (E%):</b> protein 20%, fedt 35%, kulhydrater 45%, fibre 0%	
<b>Vand</b>	<b>68,5-69,5 ml*</b>
<b>Osmolaritet</b>	<b>495-640 mosmol/l*</b>
<b>Osmolalitet</b>	<b>520-880 mosmol/kg H<sub>2</sub>O*</b>

\* Afhængig af smagsvariant

## Produktegenskaber

### Fødevarer til særlige medicinske formål:

Fuldgyldig, energirig (2,0 kcal/ml) og proteinrig (20 E%) ernæringsdrik uden fibre. Laktosefattig. Glutenfri.

### Anvendelse:

Til ernæringsmæssig håndtering af patienter med eller i risiko for underernæring, specielt til patienter med øget energi- og proteinbehov eller med væskerestriktioner.

### Dosering:

Som supplement anbefales 1-2 flasker à 200 ml/dag. Som fuldgyldig ernæring anbefales 4-5 flasker à 200 ml/dag.

**Vigtigt!** Skal anvendes under lægelig overvågning. Kan anvendes både som fuldgyldig ernæring og som supplement. Må ikke anvendes til børn under 3 år og skal anvendes med forsigtighed til børn under 6 år. Ikke egnet til patienter med galaktosemi. Tilstrækkeligt væskeindtag skal sikres. Omrystes godt før brug. Drikkes langsomt.

### Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. En åbnet flaske kan opbevares 24 timer i køleskab.

### Servering:

Smager bedst afkølet. Smagsvarianten Neutral kan komme i den almindelige mad.

### Ingredienser:

Vand, glukosesirup\*, mælkeprotein, vegetabiliske olier (solsikkeolie, rapsolie), sukrose, maltodekstrin, aroma, farvestoffer (E 150c, E 160c, E 160d), smagsforstærkere (E 627, E 631), kaliumcitrat, emulgatorer (E 471, sojalecithiner), kaliumkarbonat, natriumklorid, surhedsregulerende middel (E 507), natriumkarbonat, vit. C, magnesiumoxid, jernpyrofosfat, niacin, zinksulfat, manganklorid, pantotensyre, vit. E, kobbersulfat, vit. B<sub>2</sub>, vit. B<sub>6</sub>, natriumfluorid, vit. B<sub>1</sub>, β-karoten, vit. A, folsyre, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, vit. K<sub>1</sub>, natriumselenit, biotin, vit. D<sub>3</sub>, vit. B<sub>12</sub>. Derudover i smagsvarianten Skovbær: Rødbedepulver.

**Fedtkilder:** Rapsolie, solsikkeolie

**Proteinkilde:** Mælk

**Kulhydratkilder:** Glukosesirup, sukrose, maltodekstrin

## Smagsvarianter

1. Abrikos-Fersken
2. Cappuccino
3. Jordbær
4. Karamel
5. Neutral
6. Skovbær
7. Vanille

- Mix-kasse (6 x 4 x 200 ml)
- Startpakke (8 x 200 ml)

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller [www.fresenius-kabi.dk](http://www.fresenius-kabi.dk).