


Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Vicryl Rapid,
sutr, ufarvet, 70 cm med PC-3 nål,
steril, 4-0**

Dato: 14.11.2025

Mediq varenr.: 10033858



Specifikationer

Ref.nummer	MPVR9918H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt