

PRODUKTDATABLAD

Curion urinposestativ, blå, til runde sengestolper

Urinposestativ der kan holde alle slags urinposer.
Består af en krog og en holder, som nemt kan samles.

- Fremstillet af en speciel nylontype, som er meget holdbart og tåler autoklavering op til 127°C.
- PVC-frit



Indholdsstoffer/materiale:	Nylon
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt og mellem 5-25°C
Holdbarhed fra produktionsdato:	Forbrænding
Bortskaffelse af vare:	Genanvendelse/Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
10035606	Curion	Curion urinposestativ, blå, til runde sengestolper, singlepacked	Styk	ME-03007