



564500

Tork Dispenser til Sæbe og Hånddesinfektion Hvid

Denne Tork Dispenser til Sæbe og Hånddesinfektion passer ind i alle omgivelser og kan bruges til et bredt udvalg af Tork sæber, hånddesinfektion og lotions i hygiejnisk forseglede flasker alt efter jeres behov. Med pålidelig dosering, variabel doseringsstørrelse og certificeringen "Nem at bruge" sørger den for god håndhygiejne for alle brugere. Giv brugerne et godt indtryk med denne, vores mest alsidige dispenser til sæbe og hånddesinfektion i funktionelt og moderne design.

- Dæk flere hygiejnebehov med ét system – stort udvalg af sæbe og hånddesinfektion til refill som skum, flydende eller gel, der passer til dine virksomheds- og brugerbehov.
- Dispensér den korrekte mængde – forskellige doseringer til at optimere forbrug, hygiejne og brugeroplevelse.
- Skånsom mod huden – stort udvalg af dermatologisk testede sæber, hånddesinfektion og lotions med hudvenlig pH-værdi.
- Pålidelig dispenser – testet til at holde til over 1 million tryk *
- Alle sæbe-refills er fremstillet af over 90% ingredienser af naturlig oprindelse **
- Nemt at aflæse – transparent vindue, så behovet for refill altid er synligt
- Hurtig genopfyldning på mindre end 10 sekunder
- Kan betjene op til 1.650 brugere ***
- Kontrolleret forbrug – skumsæber er med til at reducere forbruget med op til 50% sammenlignet med flydende sæbe ****
- Hygiejnisk genopfyldning – fabriksforseglet flaske med en ny pumpe til hver refill mindsker risikoen for kontaminering
- "Nem at bruge" – certificeret af det Svenske Gigtforbund, der er fortalere for god håndhygiejne for alle

Produktcertifikater



Produkt- og forsendelsesdata

System
S4

Længde
9.9 cm

Bredde
11.2 cm

Højde
29 cm

Farve

Forsendelsesdata

	Forbrugerenheder (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322542115800	7322542115916	7322542441473
Emballeringsmateriale	-	-	
Stk.	1	6 (6 CON)	360 (60 TRP)
Transportenheder pr lag			10
Lag per palle			6
Bruttovægt	489.3 g	3.2 kg	191.88 kg
Højde	305 mm	318 mm	2058 mm
Længde	122 mm	322 mm	1200 mm
Bredde	106 mm	251 mm	800 mm
Nettovægt	390 g	2.3 kg	140.4 kg
Volumen	3.94 dm3	25.7 dm3	1.54 m3

Kompatible produkter



520104
Tork Alkohol
Hånddesinfektion
Skum



520402
Tork
Hånddesinfektion
Skum uden alkohol



424710
Tork Antimikrobiel
Flydende Sæbe



424011
Tork Odor Control
Flydende Sæbe



424401
Tork Industri Sæbe



424911
Tork Luksus Flydende
Sæbe

Litteratur

Pålidelig dispenser – testet til at holde til over 1 million tryk *

**Based on durability test*

Alle sæbe-refills er fremstillet af over 90% ingredienser af naturlig oprindelse **

***According to specification and ISO16128, including water*

Kan betjene op til 1.650 brugere ***

****Based on Tork Foam soap with 0,4ml dose size and considering 1,5 pushes per visitor*

Kontrolleret forbrug – skumsæber er med til at reducere forbruget med op til 50% sammenlignet med flydende sæbe ****

*****Essity test: Using Tork Foam Soap vs Tork Liquid Soap in an Elevation dispenser*