

Adozan P-Boost

PROTEIN, flydende



Adozan®

-når kroppen kræver mere end appetitten rækker til

Adozan P-Boost er et ernæringsmæssigt ikke-fuldgyldigt smagsneutralt flydende protein, der kan tilsættes mad og drikke.

Adozan P-Boost er velegnet til drikke og flydende retter. P-Boost substituerer væske ved tilsætning i maden.

En flaske på 50 ml indeholder 27 g protein og 1 flaske dagligt kan bruges som dagligt supplement, når appetitten er svækket eller behovet for proteiner er øget ved f.eks. sygdom eller dialyse.

Indikation: Til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring samt ernæringsmæssig håndtering af patienter med nyresvigt i dialysebehandling

Fødevarer til særlige medicinske formål skal anvendes i samråd med læge eller klinisk diætist

Produktet er ikke egnet som eneste ernæringskilde

Kontraindikation: Bør ikke anvendes til spædbørn og børn under 3 år. Bør ikke indtages ved proteinrestriktion eller ved intolerance over for et eller flere af produktets ingredienser.

Ingredienser: Protein (okse og MÆLK), vand. Konserveringsmiddel (E202). Surhedsregulerende middel (E330)

Anvendelse: Adozan P-Boost er yderst velegnet til klare kolde og varme retter og drikke. Er koge- og frysestabil. Kan fryses i isterninger. Under indfrysning bliver det hvidt.

Anbefalet brug: 5-20 ml pr. portion mad//drikke à 125 ml.

Emballage: Flaske med 50 ml. Flaske med 500 ml. Kasse med 12 flasker à 50 ml.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Opbevares køligt og i køleskab 3-4 dage efter åbning.

Udseende: Klar/let gullig

Opbevaring: Tørt, mørkt og ikke for varmt i original emballage. Efter åbning på køl i 4 dage eller ved stuetemperatur max 24 timer.

Næringsindhold pr. 100 g	
Energi kJ/kcal	935/223
Fedt	0 g
Kulhydrat	0 g
-heraf sukkerarter	
Protein	55 g
Salt	0,4 g
Allergen pr. 100 g	
Lactose	<40 mg
Gluten	0 mg
Soja	0 mg

Aminosyrer pr. 100 g produkt Typiske værdier	
Valin	2,2 g
Leucin	3,3 g
Isoleucine	1,6 g
Phenylalanin	1,5 g
Tryptofan	0,4 g
Threonin	1,9 g
Methionin	0,7 g
Lysin	3,4 g
Tyrosine	0,6 g
Cysteine	0,4 g
Glutaminsyre (+glutamin)	7,1 g
Histidin	0,8 g

Mineraler pr. 100 g	
Natrium	108 mg
Chlorid	25 mg
Kalium	261 mg
Calcium	48 mg
Phosphor	24 mg
Magnesium	5 mg
Varenummer	
Flaske 50 ml	500711
Flaske 500 ml	500742
Kasse m. 12 flasker à 50 ml	500759
Kasse m. 6 flasker à 500 ml	500766

Aminosyre score: mg aminosyre pr. gram protein vurderet i forhold til FAO-anbefalinger

	Histidin	Isoleucine	Leucin	Lysin	Methionin+ Cysteine	Phenylalanin+ Tyrosine	Threonin	Tryptofan	Valin
Anbefalet af FAO	16	30	61	48	23	41	25	6,6	40
Adozan P-Boost	15	29	60	61	20	38	35	6,8	40
Amino acid Score%	94	97	98	127	87	93	140	103	100

Alle tallene i tabellen er angivet i mg aminosyre pr. gram protein

Når maden kombineres med proteiner fra mad og drikke øges biologisk score


SanaCare Nutritions Aps, Billundvej 3, DK, 6500 Vojens, info@sanacare.dk, Tlf.: +45 581900, www.Adozan.dk

Opdateret Nov.. 2023

KALORIER og PROTEINER

Adozan Vital+

Energi pr. 100 g: 1995 KJ/475 kcal
Fedt 15 g, kulhydrat 28 g
protein 52 g, kostfibre 10 g



1 brev (10 g) Vital+ giver
200 KJ/48 kcal
Fedt 1,5 g, kulhydrat 2,8 g
protein 5,2 g, kostfibre 1 g



Adozan Kilo+

Energi pr. 100 g: 2653 KJ/632 kcal
Fedt 45 g, kulhydrat 40 g
protein 14 g, kostfibre 0 g




1 brev (10 g) Kilo+ giver
265 KJ/63 kcal
Fedt 5 g, kulhydrat 4 g
protein 1,4 g, kostfibre 0 g



Adozan Transparent+

Energi pr. 100 g: 1683KJ/401kcal
Fedt 0 g, kulhydrat 59 g
protein 39 g, kostfibre 0 g



1 brev (10 g) Transparent+ giver
168KJ/40 kcal
Fedt 0 g, kulhydrat 6 g
protein 4 g, kostfibre 0 g



Adozan Chokolade+

Energi pr. 100 g: 1909 KJ/455 kcal
Fedt 15 g, kulhydrat 46 g
protein 32 g, kostfibre 0 g



1 stk. Chokolade+ (9 g) giver
172 KJ/41 kcal
Fedt 1,5 g, kulhydrat 4 g
protein 3 g, kostfibre 0 g



PROTEINER

Adozan Protein+

Energi pr. 100 g: 1683 KJ/396 kcal
Fedt 0 g, kulhydrat 1 g
protein 99 g, kostfibre 0 g



1 brev (10 g) Protein+
giver 168 KJ/40 kcal
Fedt 0 g, kulhydrat 0,1 g
protein 10 g, kostfibre 0 g



Adozan Protein+Hot

Energi pr. 100 g: 1683 KJ/396 kcal
Fedt 0 g, kulhydrat 1 g
protein 99 g, kostfibre 0 g




1 måleske (10 g) Protein+Hot
giver 168 KJ/40 kcal
Fedt 0 g, kulhydrat 0,1 g
protein 10 g, kostfibre 0 g



Adozan P-Boost

Energi pr. 100 g: 935 KJ/223 kcal
Fedt 0 g, kulhydrat 0 g
protein 55 g, kostfibre 0 g



1 flaske P-Boost (50 ml) giver
468 KJ/111 kcal
Fedt 0 g, kulhydrat 0 g
protein 28 g, kostfibre 0 g



Cirklene illustrerer
energiprocent

■ Kostfibre ■ Protein
■ Fedt ■ Kulhydrat

