

# PRODUKTDATABLAD

## Babylino sensitive åben ble

Babylino Sensitive babybleer er udviklet til skånsom og effektiv beskyttelse af babyers sarte hud fra første dag. Bleerne er fremstillet af nøje udvalgte materialer og har en ekstra blød "Cotton Soft" overflade, der føles behagelig mod huden og hjælper med at forebygge irritation.

Den avancerede Dry Matrix-teknologi i bleens kerne absorberer og indkapsler fugt effektivt, så huden holdes tør både dag og nat. Samtidig sikrer den anatomiske pasform og elastiske kanter omkring benene en tæt og komfortabel tilpasning, som reducerer risikoen for lækage.

Babylino Sensitive bleer er dermatologisk testet og certificeret efter OEKO-TEX® Standard 100. Bleerne er desuden fri for latex, parabener, lotion og EU-allergener, hvilket gør dem velegnede til babyer med sensitiv hud.



# PRODUKTDATABLAD

## Babylino sensitive åben ble

<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ikke medicinsk udstyr
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Ved stuetemperatur
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Genanvendelse/Forbrænding
<b>Mærkninger:</b>	OEKO-TEX (licenskode 64660/GR, Testinstitut OETI)

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
10036161	Babylino Sensitive, åben ble, 3-6 kg	Pkg á 138 stk.	82510PM
10036162	Babylino Sensitive, åben ble, 4-9 kg	Pkg á 280 stk.	8257PM
10036163	Babylino Sensitive, åben ble, 8-13 kg	Pkg á 250 stk.	8258PM
10036164	Babylino Sensitive, åben ble, 11-16 kg	Pkg á 220 stk.	8260PM
10036165	Babylino Sensitive, åben ble, 13-18 kg	Pkg á 190 stk.	8260PM
10036166	Babylino Sensitive, åben ble, +15 kg	Pkg á 84 stk.	8283PM