

Amika+

Sondeernæringspumpe



Amika+

sondeernæringspumpe:

- Peristaltisk pumpe egnet til både sondeernæring og hydreringsvæsker via sonde
- Bruges til både børn og voksne
- Nem at håndtere
- Akustisk og visuel alarm
- Beskyttelse mod "frit flow"
- Mulighed for bolus programmering
- Mulighed for tilkobling til PDMS-system
- Særlige Amika enteralsæt skal bruges:
 - Med eller uden dråbekammer (til mobilt brug i rygsæk)
 - Dobbelt sæt for tilkobling af væske ved siden af sondeernæring
 - Med adapter til sutteflasker
- Rygsæk fås til både børn og voksne

Infusionshastighed	1- 600 ml/time
Vægt	610 gram
Batterispecifikationer	NiMH (Nicke-Metal-Hydrine) 4,8 V, 2,2 Ah
Batteriliv	Mindst 24 timer ved 125 ml/time
Varenummer	Z044257

MD_0007/September 2019



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk