

PRODUKTDATABLAD

Teleflex forfyldt sprøjte med sterilt vand + 10% glycerin

- Steril, fyldt engangssprøjte
- Kun til engangsbrug og balloninflation
- Klar-til-brug steril indpakning reducerer risikoen for infektion
- Indeholder glycerin hvilket mindsker risikoen for, at vandet fordamper
- Er sterilt enkeltpakket og nem at tage ud af emballagen.



PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Ja
Opbevaring:	Ved stuetemperatur, væk fra direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/Forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
10037155	Rüsch	Sprøjte med sterilt vand + 10% glycerinopløsning	10 ml	Æske á 10 stk	850550-000100