

By your side
and beyond



Cardinal Health™ Teknisk Datablad

Kangaroo OMNI™

Enteralt ernæringsset

Indikationer for brug

Dette ernæringsæt er beregnet til brug til patienter i alle aldre, der har behov for sondeernæring, som kan udføres ved hjælp af en enteral ernæringspumpe og ernæringsæt. Dette ernæringsæt er kun til enterale væsker.

Kontraindikationer

Må dog ikke anvendes til nyfødte.

Særlige egenskaber

1. Anti-fri-flow design
2. Designet til brug med ENFit™-konnektor
3. Designet med patenterede kassetter, der kan håndteres med én hånd
4. Intuitive kassettefarver for nem identifikation af typen af ernæringsæt
5. Ernæringsættene kan leveres til formler klassificeret som Niveau 0, 1, 2, 3 eller 4 i henhold til International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI)

Vigtig information

Læs brugsanvisningen før brug for indikationer, kontraindikationer, foreslåede procedurer, advarsler og forsigtighedsregler.

Produktinformation

Beskrivelse: Kangaroo OMNI™ Enterale ernæringsæt er beregnet til brug sammen med Kangaroo OMNI™ Enteral Ernæringspumpe. Kangaroo OMNI™ Enterale ernæringsæt til administration af standard sondeernæring kan tilkobles konnektorer, der er kompatible med ENFit™. Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ ernæringsæt til administration af tyktflydende sondeernæring kan bruges med konnektorer på 10 Fr eller større, der er ENFit™-kompatible ved hastigheder på 200 ml/t eller mindre og med konnektorer i størrelse 12 Fr eller større, som er ENFit™-kompatible ved højere hastigheder.

Holdbarhed: Fem år

Kun til én patients brug

Må ikke anvendes i mere end 24 timer

Ikke fremstillet med DEHP, BPA eller latex

ENFit™-konnektor: Ja

CE-mærket: Ja

Fremstillet i Mexico og Irland

Producent: Cardinal Health

Oversigt, Ikke-steril

Varenummer	Beskrivelse	Sæt/kasse	Produktmateriale	Emballagematerialer	Emballagemål L x B x H	Fremstillet i
Materialer brugt i alle produkter	N/A	N/A	Slange: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) klar Slangekassette: Copolyester Ventilhjul: Polyethylen med høj densitet Smøremiddel: Silikonesmøremiddel Magnet: Nylon med neodymiummagnetpartikler Peristaltisk fremdrift i slange: Silikone Kassette: Polycarbonat (BPA-fri) farvet Konnektor, hun: Copolyester farvet Cover: Polyethylen Bindemiddel: Cyclohexan Montering: Isopropylalkohol	N/A	N/A	Mexico
B5FD, B10FD, E5FDR, E10FDR	Kun til sonde-ernæring og vand	30	Hætte, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet Film, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) Farvet Gevind, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet	Posemateriale: Polyethylen Indlæg: Indlægsseddel Kasse: Enkelt bølgepap	Posemål: 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer) Kasse: 30,8 x 25,72 x 26,67 cm (12,125 x 10,125 x 10,5 tommer)	Mexico
B5FF, B10FF, E5FFR, E10FFR	Kun til sonde - ernæring og vand	30	Hætte, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet Film, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) Farvet Gevind, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) Farvet	Posemateriale: Polyethylen Indlæg: Indlægsseddel Kasse: Enkelt bølgepap	Posemål: 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer) Kasse: 41,28 x 33,66 x 22,86 cm (16,25 x 13,25 x 9 tommer)	Mexico
BSPFF	Flush spike	30	Hætte, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet Film, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) Farvet Gevind, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) Farvet Skrift på pose: Med farvestof Spike: Acrylonitrilbutadienstyren farvet, lavdensitetspolyethylen, ekspanderet polyethylenscum	Posemateriale: Polyethylen Indlæg: Indlægsseddel Kasse: Enkelt bølgepap	Posemål: 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer) Kasse: 41,28 x 33,66 x 22,86 cm (16,25 x 13,25 x 9 tommer)	Mexico
BSPFD	Spike	30	Spike: Acrylonitrilbutadienstyren farvet, lavdensitetspolyethylen, ekspanderet polyethylenscum	Posemateriale: Polypropylen, polyethylen, nylon, indlægsseddel Kasse: Enkelt bølgepap	Posemål: 22 x 13,1 cm (8,66 x 5,16 tommer) Kasse: 40 x 30 x 20 cm (15,75 x 11,81 x 7,87 tommer)	Irland

Oversigt, Steril

Varenummer	Beskrivelse	Sæt/kasse	Produktmateriale	Emballagematerialer	Emballagemål L x B x H	Fremstillet i
Materialer brugt i alle produkter	N/A	N/A	Slange: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) Klar Slangekassette: Copolyester Ventil: Polyethylen med høj densitet Smøremiddel: Silikonesmøremiddel Magnet: Nylon med neodmiummagnetpartikler Peristaltisk fremdrift i slange: Silikone Kassette: Polycarbonat (BPA-fri) farvet Konnektor: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet Konnektor, han: Copolyester farvet Cover: Polyethylen farvet Konnektor, hun: Copolyester farvet Cover: Polyethylen Bindemiddel: Cyclohexan Montering: Isopropylalkohol	N/A	N/A	Mexico/ Irland
B31FFS, B312FFS	Til sondeernæring og væske med 3-i-1 spike	30	Hæfte, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet Film, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet Gevind, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet Skrift på pose: Med farvestof 3-i-1 spike: Acrylonitrilbutadienstyren farvet, lavdensitetspolyethylen, polypropylen farvet, ekspanderet polyethylenskum	Posemateriale: Polypropylen, polyethylen, Indlægseddell Kasse: Enkelt bølgepap:	Posemål: 24 x 16,7 cm (9,44 x 6,57 tommer) Kasse: 39,3 x 39,3 x 31 cm (15,47 x 15,47 x 12,2 tommer)	Irland
B31FDS	3-i-1 spike	30	3-i-1 spike: Acrylonitrilbutadienstyren med farvestof, lavdensitetspolyethylen, polypropylen farvet, ekspanderet polyethylenskum	Posemateriale: Polypropylen, polyethylen, nylon, Indlægseddell Kasse: Enkelt bølgepap	Posemål: 22 x 13,1 cm (8,66 x 5,16 tommer) Kasse: 39,6 x 37,5 x 15,6 cm (15,6 x 14,76 x 6,14 tommer)	Irland
B5FDS, B10FDS, B16FDS, B10FFS, B16FFS	Til sondeernæring og væske	30	Hæfte, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet Film, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet Gevind, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) Skrift på pose: Med arvet	Posemateriale: Polypropylen, polyethylen, nylon, Indlægseddell Kasse: Enkelt bølgepap	Posemål: 24 x 16,7 cm (9,44 x 6,57 tommer) Kasse: 39,3 x 39,3 x 31 cm (15,47 x 15,47 x 12,2 tommer)	Irland
E5FDSR, E10FDSR, E10FFSR	Til sondeernæring og væske	30	Hæfte, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet Film, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet Gevind, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) Skrift på pose: Med farvestof	Posemateriale: Polyethylen, nylon, Indlægseddell Kasse: Enkelt bølgepap	Posemål: 19,7 x 27,9 cm (7,75 x 11 tommer) Kasse: 53,3 x 36,8 x 21 cm (21 x 14,5 x 8,25 tommer)	Mexico
ER100S	Burette	30	Burette: Polyethylen med høj densitet Skrift på burette: farvet Hæfte, burette: Polystyren med farvestof Ophæng: Polyethylen med høj densitet med farvestof Pakning: Termoplastisk elastomer Filter: Polyethylen Filterholder: Polyvinylchlorid (DEHP-fri)	Posemateriale: Polypropylen, polyethylen, nylon, papir, blæk Karton: Papir Kasse: Enkelt bølgepap	Posemål: 37 x 25 cm (14,57 x 9,84 tommer) Kasse: 40 x 30 x 20 cm (15,75 x 11,81 x 7,87 tommer)	Irland

Oversigt, Steril

Varenummer	Beskrivelse	Sæt/kasse	Produktmateriale	Emballagematerialer	Emballagemål L x B x H	Fremstillet i
BSPFFS	Flush spike	30	Hætte, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet Film, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) Farvet Gevind, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) Farvet Skrift på pose: Med farvestof Spike: Acrylonitrilbutadienstyren farvet, lavdensitetspolyethylen, ekspanderet polyethylenskum Hætte, pose: Polyvinylchlorid (DEHP-fri) farvet	Posemateriale: Polypropylen, polyethylen, nylon, indlægseddell Kasse: Enkelt bølgepap	Posemål: 24 x 16,7 cm (9,44 x 6,57 tommer) Kasse: 39,3 x 39,3 x 31 cm (15,47 x 15,47 x 12,2 tommer)	Irland
BSPFDS, BSP2FDS	Spike	30	Spike: Acrylonitrilbutadienstyren farvet lavdensitetspolyethylen, ekspanderet polyethylenskum	Posemateriale: Polypropylen, polyethylen, nylon, indlægseddell Kasse: Enkelt bølgepap	Posemål: 22 x 13,1 cm (8,66 x 5,16 tommer) Kasse: 39,6 x 37,5 x 15,6 cm (15,59 x 14,76 x 6,14 tommer)	Irland
BSPVFFS	Spike og ventileret spike	30	Spike: Acrylonitrilbutadienstyren med farvestof, lavdensitetspolyethylen, ekspanderet polyethylenskum Ventileret spike: Acrylonitrilbutadienstyren med farvestof, lavdensitetspolyethylen, polyethylen, polyvinylchlorid (DEHP-fri)	Posemateriale: Polypropylen, polyethylen, nylon, indlægseddell Kasse: Enkelt bølgepap	Posemål: 24 x 16,7 cm (9,44 x 6,57 tommer) Kasse: 39,3 x 39,3 x 31 cm (15,47 x 15,47 x 12,2 tommer)	Irland

=S YSchaQA? @CBWW[YEW F6E063 \$* \$(Z \$Z#%DV# #

cardinalhealth.co.uk

For healthcare professionals only.
Important information: Before using any medical device, review all relevant package information, including the label and/or the Instructions for Use.

© 2025 Cardinal Health. CARDINAL HEALTH, the Cardinal Health LOGO, KANGAROO, the Kangaroo LOGO, KANGAROO OMNI and ENTELLISET are trademarks of Cardinal Health and may be registered in the US and/or in other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Patent cardinalhealth.com/patents. All Rights Reserved. Lit. No. 2NDL25-3241608 (04/2025)

Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com

