

NUTRICIA
Renilon

RENILON 4.0

Energirig ernæringsdrik til prædialysepatienter. Lavt indhold af protein og elektrolytter. Glutenfri.

Renilon 4.0 er en energirig ernæringsdrik specielt tilpasset behovet hos patienter med nyresvigt, der kræver proteinbegrænsning. Energitætheden er 2,0 kcal/ml. Proteinindholdet er lavt: 4,0 g/100 ml eller 8 E%. Indholdet af elektrolytter er meget lavt, det gælder i særdeleshed fosfor.

Renilon 4.0 indeholder ikke vitamin A. Fettsammensætningen består for en stor del (71,5%) af enkeltumættet fedt, som er gavnligt for lipidprofilen hos patienter med nyresvigt. Lille volumen (125 ml) tager hensyn til nyrepatientens væskebegrænsninger.



Renilon 4.0 er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med sundhedsprofessionel.

Smagsvarianter

Abrikossmag.

Indikation

Akutte og kroniske patienter med nyresvigt som ikke er i dialysebehandling, der kræver proteinbegrænsning, dvs. prædialysepatienter.

Dosering

1-3 flasker pr. dag eller som anbefalet af læge eller diætist.

Forholdsregler

Beregnet til voksne. Ikke egnet til børn under 3 år. Anvendes med forsigtighed til børn fra 3 år under monitorering af læge eller diætist. Ikke egnet til patienter med galactosæmi, laktoseintolerance eller andre intolerancer over for ingredienserne i produktet.

Anvendelse

Renilon smager bedst afkølet. Kan også drikkes ved stuetemperatur. Ryst flasken før servering.

Holdbarhed

Efter åbning lukkes flasken og opbevares i køleskab og anvendes inden for 24 timer. Mindst holdbar til: Se pakningens top.

Opbevaring

Opbevares tørt og mellem 5-25°C.

Ingredienser

Vand, maltodextrin, vegetabiliske olier (oliesyrerik solsikkeolie, rapsolie), beta-laktoglobulin fra **komælk**, fruktose, cholicitrat, aroma, farve (carminsyre, curcumin), carotenoider (indeholder **soja**) (lycopenoleoesin fra tomat, beta-caroten, lutein), kaliumcitrat, jernlaktat, taurin, L-carnitin, kaliumhydroxid, natrium-L-ascorbat, zinksulfat, natriumhydroxid, kobbergluconat, nikotinamid, calcium-D-pantothenat, pyridoxinhydrochlorid, mangansulfat, tiaminmononitrat, DL-a-tocopherylacetat, riboflavin, natriumfluorid, pteroylmonoglutaminsyre, chromchlorid, natriummolybdat, kaliumiodid, natriumselenit, D-biotin, phytomenadion, kolekalsiferol, cyanocobalamin.

Næringsindhold

		Pr. 100 ml	Pr. 125 ml
		Energi	kJ
	kcal	200	250
Fedt (45 E%)	g	10,0	12,5
- heraf mættede fedtsyre	g	0,93	1,16
- enkeltumættede fedtsyre	g	7,0	8,75
- flerumættede fedtsyre	g	2,0	2,5
Linolsyre (LA)	g	1,664	2,08
a-linolensyre (ALA)	g	0,243	0,30
Kulhydrat (47 E%)	g	23,6	29,5
- heraf sukkerarter	g	5,0	6,25
-- deraf laktose	g	<0,11	<0,14
Kostfibre (0 E%)	g	-	-
Protein (8 E%)	g	4,0	5,0
Salt	g	0,09	0,21

Mineraler og sporstoffer

Natrium	mg (mmol)	39,0 (1,70)	48,75 (2,13)
Kalium	mg (mmol)	18,9 (0,48)	23,63 (0,60)
Chlorid	mg (mmol)	<12,0 (<0,34)	<15,0 (<0,43)
Calcium	mg (mmol)	<7,50 (<0,19)	<9,38 (<0,24)
Phosfor	mg (mmol)	<6,00 (<0,19)	<7,5 (<0,24)
Fosfat	mg (mmol)	<18,4 (<0,19)	<23,0 (<0,24)
Magnesium	mg (mmol)	<1,50 (<0,06)	<1,88 (<0,08)
Jern	mg	3,15	3,94
Zink	mg	2,70	3,38
Kobber	mg	0,44	0,55
Mangan	mg	0,20	0,25
Flour	mg	0,20	0,25
Molybdæn	µg	17,0	21,25
Selen	µg	16,0	20,0
Chrom	µg	15,0	18,75
Jod	µg	26,1	32,63

Vitaminer

Vitamin A	µg RE	-	-
Vitamin D ₃	µg	1,45	1,82
Vitamin E	mg a-TE	4,99	6,24
Vitamin K	µg	11,2	14,00
Thiamin	mg	0,32	0,40
Riboflavin	mg	0,44	0,55
Niacin	mg (mg NE)	2,08 (3,57)	2,60 (4,46)
Pantothenyre	mg	1,13	1,41
Vitamin B ₆	mg	0,68	0,85
Folinsyre	µg	100	125
Vitamin B ₁₂	µg	0,54	0,68
Biotin	µg	6,68	8,35
Vitamin C	mg	6,00	7,50

Andet

Carotenoider	mg	0,47	0,59
L-carnitin	mg	14,8	18,5
Cholin	mg	73,4	91,75
Taurin	mg	15,0	18,75
Osmolaritet	mOsmol/l	455	455
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	640	640

VAREINFORMATION

Produktnavn	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Renilon 4.0 Abrikossmag	205154	24 x 125 ml flaske