



Fresubin® 2 kcal HP FIBRE

Meget energi- og proteinrig sondeernæring

Til ernæringsmæssig behandling af patienter med højt energibehov og/eller væskerestriktion og samtidig konstateret underernæring eller med/i risiko for underernæring.

Fuldgyldig sondeernæring

- 2 kcal/ml
 - 10 g protein/100 ml
 - 20 E% protein
-
- Indeholder fiskeolie:
0,07 g EPA + DHA/100 ml
 - Rig på monoumættede fedtsyrer:
23,5 E%
 - Med MCT: 2,6 g/100 ml
 - Lav omega-6/omega-3 ratio: (2,3:1)
-
- 1,5 g fibre/100 ml

Til sundhedspersoner.



Næringsindhold

Pr. 100 ml	
Energi	200 kcal / 836 kJ
Protein	10 g
Kulhydrater	17 g
heraf sukkerarter	2,7 g
heraf laktose	≤ 0,5 g
Fedt	10 g
heraf mættet fedt	3,1 g
heraf enkeltumættet fedt	5,3 g
heraf flerumættet fedt	1,6 g
heraf MCT	2,6 g
heraf EPA* og DHA**	0,07 g
ω6/ω3 ratio	2,3:1
heraf kolesterol	10 mg
Fibre	1,5 g
Salt	0,15 g
Vand	68 ml
Osmolaritet	420 mosmol/l
Osmolalitet	615 mosmol/kg H₂O
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	60 mg (2,61 mmol)
Kalium	170 mg (4,35 mmol)
Klorid	90 mg (2,54 mmol)
Calcium	205 mg (5,12 mmol)
Magnesium	20 mg (0,82 mmol)
Fosfor	120 mg (3,87 mmol)
Fosfat	368 mg
Jern	2,7 mg
Zink	2,4 mg
Kobber	270 µg
Mangan	0,53 mg
Jod	26,7 µg
Fluor	0,27 mg
Krom	13 µg
Molybdæn	20 µg
Selen	13 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vitamin A	185 µg RE
heraf β-karoten	45 µg RE
Vitamin D ₃	2 µg
Vitamin E	2,7 mg α-TE
Vitamin K ₁	13,3 µg
Vitamin B ₁	0,27 mg
Vitamin B ₂	0,35 mg
Niacin	3,2 mg / 5,4 mg NE
Vitamin B ₆	0,32 mg
Vitamin B ₁₂	0,53 µg
Pantotensyre	0,93 mg
Biotin	10 µg
Folsyre	53,3 µg
Vitamin C	13 mg
Energifordeling (E%):	
Protein 20%, fedt 45%, kulhydrater 33%, fibre 2%	
* Eicosapentaensyre ** Docosahexaensyre	

Produktgenskaber

Fødevarer til særlige medicinske formål:

Fuldgyldig ved 1.000 ml/dag, energirig, proteinrig sondeernæring med fibre. Glutenfri, lavt indhold af laktose.

Anvendelse:

Til ernæringsmæssig håndtering af patienter med højt energi- og protein-behov og/eller væskerestriktion med/i risiko for underernæring.

Dosering:

Som fuldgyldig ernæring ≥ 1000 ml/dag. Dosis øges langsomt, når sondeernæringen påbegyndes.

Vigtigt! Skal anvendes under lægelig overvågning og med kontrolleret indgivelseshastighed. Kan anvendes som fuldgyldig ernæring eller som supplement. Væskebalancen skal kontrolleres. Rystes før brug. Posen bør ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller opsvulmet, eller hvis indholdet er klumpet. Må ikke anvendes til børn under 3 år og skal anvendes med forsigtighed til børn under 6 år. Ikke egnet til patienter med galaktosemi. Ikke til i.v. brug!

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. Maksimal ophængningstid for EasyBag med enteralsæt er 24 timer. En åbnet pose kan opbevares 24 timer i køleskab.

Ingredienser:

Vand, glukosesirup, vegetabiliske olier (rapsolie/solsikkeolie), spiselig calciumkaseinat (fra mælk), mælkeprotein, mellemkædede triglycerider (MCT), inulin, maltodekstrin, cellulosefibre, hvededekstrin, kaliumcitrat, fiskeolie, emulgatorer (sojalecitiner, E 471), surhedsregulerende middel (E 507), kaliumkarbonat, natriumchlorid, natriumkarbonat, vitamin C, magnesiumoxid, jernsulfat, zinksulfat, niacin, manganchlorid, pantotensyre, kobbersulfat, natriumfluorid, thiamin, riboflavin, vitamin B₆, vitamin A, β-karoten, folsyre, kromchlorid, natriummolybdat, natriumselenit, kaliumjodid, biotin, vitamin K₁, vitamin D₃, vitamin B₁₂.

Fedtkilder: Rapsolie, solsikkeolie, MCT, fiskeolie

Proteinkilde: Mælk

Kulhydratkilder: Glukosesirup, maltodekstrin

Fiberkilder: Inulin, cellulose, hvededekstrin

Pakningsstørrelser

15 x 500 ml

8 x 1000 ml

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk.