



Fresubin®

2 KCAL FIBRE Drink

Fuldgyldig ernæringsdrik med højt indhold af energi og protein

Til patienter med højt energi- og proteinbehov og/eller væskerestriktion og samtidig konstateret underernæring eller risiko for underernæring.
Velegnet som supplerende eller fuldgyldig ernæring.

Fuldgyldig

Passer til de fleste patienters behov

Kendt for den gode smag

Fresubin® 2 KCAL FIBRE Drink

Næringsindhold

Pr. 100 ml	
Energi	200 kcal / 840 kJ
Protein	10,0 g
Kulhydrater heraf sukkerarter heraf laktose	21,7-21,8 g 5,1-5,9 g* ≤ 0,3 g
Fedt heraf mættet fedt heraf enkeltumættet fedt heraf flerumættet fedt ω6/ω3 ratio kolesterol	7,8 g 0,6 g, 0,7 g** 5,8 g 1,4 g 4,2:1 ≤ 5 mg
Fibre	1,5 g, 1,6 g**
Salt	0,15 g
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	60 mg (2,6 mmol)
Kalium	160 mg (4,1 mmol)
Klorid	80 mg, 60 mg** (1,7-2,3 mmol)*
Calcium	205 mg (5,1 mmol)
Magnesium	16 mg (0,7 mmol)
Fosfor	120 mg (3,9 mmol)
Fosfat	368 mg
Jern	2,5 mg
Zink	1,6 mg
Kobber	0,38 mg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybdæn	18,8 µg
Selen	13,5 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vitamin A	212,5 µg RE
β-karoten	62,5 µg RE
Vitamin D	5 µg
Vitamin E	3,75 mg α-TE
Vitamin K ₁	21 µg
Vitamin B ₁	0,3 mg
Vitamin B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg / 5,58 mg NE
Vitamin B ₆	0,43 mg
Vitamin B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyre	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folinsyre	62,5 µg
Vitamin C	18,8 mg
Energifordeling (E%): protein 20%, fedt 35%, kulhydrater 43,4-43,5%*, fibre 1,5-1,6%*	
Vand ml	68, 70**
Osmolaritet mosmol/l	
Cappuccino: 650	Lemon: 615
Chokolade: 590	Vanille: 595
Osmolalitet mosmol/kg H₂O	750-950*
* Afhængig af smagsvariant ** Smagsvariant Chokolade	

Produktegenskaber

Fødevarer til særlige medicinske formål:

Fuldgyldig, energirig og proteinrig ernæringsdrik. Glutenfri, lavt indhold af laktose.

Anvendelse:

Til ernæringsmæssig håndtering af patienter med/i risiko for underernæring, specielt til patienter med øget energi- og proteinbehov.

Dosering:

Som supplement anbefales 1-2 flasker à 200 ml/dag. Som fuldgyldig ernæring anbefales 4-5 flasker à 200 ml/dag.

Vigtigt! Skal anvendes under lægelig overvågning. Kan anvendes både som fuldgyldig ernæring og som supplement. Drikkes langsomt. Rystes før brug. Må ikke anvendes til børn under 3 år og skal anvendes med forsigtighed til børn under 6 år. Ikke egnet til patienter med galaktosemi. Tilstrækkeligt væskeindtag skal sikres.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. En åbnet flaske kan opbevares 24 timer i køleskab.

Serivering:

Smager bedst kold eller opvarmet.

Ingredienser:

Vand, glukosesirup, mælkeprotein, vegetabiliske olier (solsikkeolie, rapsolie), sukrose, inulin (fra cikorie), maltodekstrin, aroma, kaliumcitrat, emulgatorer (E 471, sojalecithiner), kaliumkarbonat, natriumklorid, natriumkarbonat, vit. C, magnesiumoxid, jernpyrofosfat, niacin, zinksulfat, manganklorid, pantotensyre, vit. E, kobbersulfat, vit. B₂, vit. B₆, natriumfluorid, vit. B₁, β-karoten, vit. A, folsyre, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, vit. K₁, natriumselenit, biotin, vit. D₃, vit. B₁₂. Yderligere indeholder Chokolade: Kakaopulver (fedtreduceret), stabilisatorer (E 460, E 466, E 407). Yderligere indeholder Cappuccino: Spor af koffein. Yderligere indeholder Cappuccino, Lemon og Vanille: Hvededekstrin, surhedsregulerende middel (E 507)

Fedtkilder: Rapsolie, solsikkeolie

Proteinkilde: Mælk

Kulhydratkilder: Glukosesirup, sukrose

Fibre: Inulin, kakaopulver**, hvededekstrin

Smagsvarianter

1. Cappuccino
2. Chokolade
3. Lemon
4. Vanille
5. Neutral

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk.

EN_04713/Juni 2026



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk