

Produktdatablad

Produktnavn Ceduren, dispenser med pumpearms til 500/600ml flasker m. eg

Mediq varenr.: 20005031

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	748105-200
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	50 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke medicinsk udstyr
Oprindelsesland	SWEDEN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15 cm	9.5 cm	23.5 cm	0.2 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk