

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Vicryl Rapid, sutur, ufarvet, 45 cm med FS-2 nål, steril, 3-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20005434



Specifikationer

Ref.nummer	V2930G
Indhold/salgsenhed	12 pakke
Colli	3 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30705031106585
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	BELGIUM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	7 cm	14 cm	0.1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk