

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex, 2-dels urostomipose, Midi, flerkammer, beige, 50 mm ring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20005634



Specifikationer

Ref.nummer	11822
Indhold/salgsenhed	30 pakke
Colli	8 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5708932394307
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.5 cm	19 cm	28.4 cm	0.463 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk