

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex Xpro, basisplade, opklipbar 10-48 mm, 50 mm ring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20005695



Specifikationer

Ref.nummer	10105
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	32 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5708932409797
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15.5 cm	4 cm	15.5 cm	0.247 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk