

Produktdatablad

Produkt navn Sensura Flex Convex Light, basisplade, 21mm hul, med bælteører, 35 mm ring

Mediq varenr.: 20005754

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	24 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5708932351898
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	16 cm	16 cm	0.18 kg