

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex, basisplade, 25mm hul, 35 mm ring

Mediq varenr.: 20006102

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	32 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5708932352154
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15.5 cm	3.8 cm	15.5 cm	0.21 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk