

Produktdatablad

Produktnavn Welch Allyn KleenSpec, vaginalspekel til indstøbt lyskilde, engangs, large

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20006309



Specifikationer

Ref.nummer	59004
Indhold/salgsenhed	18 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	00732094147780
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	IRELAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
30 cm	19 cm	29 cm	1.65 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk