

Produktdatablad

Produktnavn Tegaderm film IV,
kanyleforbinding m/ramme+label,
steril, 7 cm x 8,5 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20007510



Specifikationer

Ref.nummer	1633
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04064035052140
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9 cm	12 cm	15.5 cm	0.45 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk