


Produktdatablad

Produktnavn Dansac Seal,
tætningsring, formbar 3 mm, hul 20
mm, Ø 45 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20007631



Specifikationer

Ref.nummer	07020
Indhold/salgsenhed	30 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5709817578065
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15 cm	8 cm	8 cm	0.285 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk