

Produktdatablad

Produktnavn Riester, slangekonnektor til BT-app. metal, bajonet hun

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20008411



Specifikationer

Ref.nummer	10372
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04045396010055
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2 cm	2 cm	5 cm	1.169 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk