

Produktdatablad

Produktnavn Klinion Easycare, kanylebeholder, gul, med kanyleaftræk UN godkendt, 500 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20008739



Specifikationer

Ref.nummer	705-77510905
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	3200 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke medicinsk udstyr
Oprindelsesland	NORWAY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9 cm	9 cm	12 cm	0.055 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk