

Produktdatablad

Produktnavn Klinion Easycare, kanylebeholder, gul, med kanyleaftræk UN godkendt, 1,5 l

Mediq varenr.: 20008740

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	715-77510910
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	2000 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke medicinsk udstyr
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14 cm	14 cm	13 cm	0.1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk