

Produktdatablad

Produktnavn Klinion Easycare,
kanylebeholder, gul, med
kanyleaftræk UN godkendt, 5 l

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20008741



Specifikationer

Ref.nummer	750-77510920
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	405 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke medicinsk udstyr
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.5 cm	24 cm	28 cm	0.31 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk