

Produktdatablad

Produktnavn Stomahesive Seal, Tætningsring modellerbar 4 mm, hul 20 mm, Ø 48 mm

Mediq varenr.: 20009008

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	413503
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	12 Styk
EAN nummer på salgsenhed	768455130023
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DOMINICAN REPUBLIC
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	7 cm	7 cm	0.05 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk