

Produktdatablad

Produktnavn HEINE mini 3000, Diagnostiksæt 2,5V, LED, komplet

Mediq varenr.: 20009179

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	D-886.11.021
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04053755161256
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
18 cm	4.3 cm	11 cm	0.524 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk