

Produktdatablad

Produktnavn TENASET, washcreme med parfume og pumpe, 1000 ml

Mediq varenr.: 20009464

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	4249
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	8 Styk
EAN nummer på salgsenhed	7322540545340
Regulativ	Directive not validated for this part - please update to correct value
Oprindelsesland	SWEDEN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	10.5 cm	24.5 cm	1.05 kg

Mærkninger



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk