

Produktdatablad

Produktnavn Eakin, Cohesive StomaWrap tætningsring 3 mm, hul 50 mm, Ø 85 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20009520



Specifikationer

Ref.nummer	839006
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5060267413802
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
11 cm	5 cm	12.5 cm	0.185 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk