

Produktdatablad

Produktnavn Adapt CeraRing, tætningsring, Standard 2,3 mm, hul 18 mm, Ø 48 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20011858



Specifikationer

Ref.nummer	8815
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	24 Styk
EAN nummer på salgsenhed	0610075059744
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	8 cm	8.5 cm	0.128 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk