

Produktdatablad

Produktnavn HEINE EL3, LED Undersøgelseslampe, kørbart Stativ 220V

Mediq varenr.: 20012141

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	J-008.27.014
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04053755181698
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
160 cm	0.001 cm	0.001 cm	6.456 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk