

Produktdatablad

Produktnavn Welch Allyn KleenSpec, 800 trådløs lyskildesæt komplet, til 590 serie

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20012486



Specifikationer

Ref.nummer	80015
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	00732094236057
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	IRELAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8 cm	16 cm	24 cm	0.774 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk